


## Extracteur de lames Swann-Morton



N° / Référence
Réf. 5505 non stérile (boite de 100) - EXTNS
Réf. 5503 non stérile (boite de 500) - EXTNS500
Réf. 5502 stérile (boite de 50) - EXTST

Produit	Extracteur de lames
Unité de vente	Boite de 50 unités (stériles), 100 unités ou 500 unités (non-stériles)
Conditionnement usine	-
Stérilisation	Réf. 5505 et 5503 : produit non stérile  Réf. 5502 : produit stérilé par Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ Grande Bretagne.
Matériau	Résine Phillips "K" Copolymères Styrène Butadiene
Composition emballage	Réf. 5505 carton pelliculé blanc imprimé en bleu et vernis machine  Réf. 5503 carton pelliculé blanc imprimé en bleu et vernis machine  Réf. 5502 carton pelliculé blanc imprimé en jaune et noir et vernis anti-UV
Sécurité	L'extracteur de lames, stérile ou non stérile, est conçu pour ôter sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches N°3 et N°4. Il protège le personnel hospitalier en lui épargnant coupures et éraflures pendant le démontage des lames.
Directive	Non classé en DM
Normes	Sans marquage CE Fabrication Grande-Bretagne par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI enregistré en 2017 sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.
Conservation	Environnement propre et sec - entre 0 et +40°C - ne pas exposer près d'une source de chaleur.
Péremption	5 ans à partir de la date de fabrication ou de stérilisation, indiquée sur les emballages
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com