

Produit	24244.232
Description du produit	Fer (II) sulfate heptahydraté
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur.
Numéro CAS	7782-63-0
Formule moléculaire	FeSO ₄ ·7H ₂ O
Masse moléculaire	278.02

Analyses	Spécifications
Titre	99.5 - 105.0 %
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %)	3.0 - 4.0
N total (Azote)	≤ 10 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 10 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 10 ppm
As (Arsenic)	≤ 2 ppm
Cr (Chrome)	≤ 50 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 10 ppm
Fe (III) (Fer)	≤ 0.1 %
Mn (Manganèse)	≤ 0.05 %
Ni (Nickel)	≤ 50 ppm
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm
Zn (Zinc)	≤ 50 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.