

Produit	24252.296
Description du produit	Fer (III) sulfate hydraté
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	15244-10-7
Formule moléculaire	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Masse moléculaire	399.88

Analyses	Spécifications
Titre (calculé en Fe(III))	21.0 - 23.0 %
Insolubilité dans HCl dilué	≤ 100 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 0.02 %
NO_3 (Nitrate)	≤ 0.5 %
PO_4 (Phosphate)	≤ 30 ppm
As (Arsenic)	≤ 5 ppm
Ba (Baryum)	≤ 2 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 20 ppm
Fe (II) (Fer)	≤ 0.02 %
Mn (Manganèse)	≤ 0.1 %
Pb (Plomb)	≤ 6 ppm
Zn (Zinc)	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.