



Produit	20909.290
Description du produit	Formaldéhyde 36% (39% m/v)
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS stabilized with about 10 % of methanol
Numéro CAS	50-00-0
Formule moléculaire	HCHO
Masse moléculaire	30.03

Analyses	Spécifications
Titre	36.5 - 38.0 %
Acidité	Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
Identification C	Conforme Ph.Eur.
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.006 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	1.083 - 1.093
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 50 ppm
Méthanol	8 - 10 %
Méthanol (V/V)	9.0 - 15.0 %
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 20 ppm
Fe (Fer)	≤ 2 ppm
Pb (Plomb) (ISO)	≤ 2 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.