



## Référence 253861

Gabarit stérile 10 x 10cm, pack de 5 pièces



### Norme ISO 17604

Microbiologie des aliments  
Prélèvement d'échantillons sur des carcasses  
en vue de leur analyse microbiologique

### Utilisation :

Pour délimiter une superficie de 100 cm<sup>2</sup> à prélever sur une surface.  
Adapté aux contrôles de carcasses, à utiliser avec les éponges stériles.

### Composition :

- **Gabarit**
  - Dimensions 10 x 10 cm, épaisseur 0,5 mm
  - Matière PVC blanc
  - Garantie contact alimentaire
- **Sachet de conditionnement**
  - 18x25cm, ouverture et fermeture facile par zip



Référence	Conditionnement
253861	Carton de 260 pièces (soit 52 sachet zip 18x25 cm contenant 5 gabarits)

### Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	24 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

\* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration