

0310692

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



Gant latex bleu sur jersey coton

Matière : Latex, jersey coton

Couleur : BLEU

Epaisseur : 1,25 mm ± 0,10 mm

- Forme anatomique
- Finition intérieur : jersey coton
- Finition extérieure lisse
- Finition bord : coupe droite



Attention : Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines

Reference Mediprotec	Longueur en mm ± 10 mm	Largeur paume en mm ± 5 mm	Poignet en mm	Manchette en mm
0310692-S	300	208	216	274
0310692-M	300	222	228	288
0310692-L	300	234	240	296
0310692-XL	300	242	254	304
0310692-XXL	300	252	268	308

Normalisation

CE 0120

EN 420:2003+A1:2009

Exigences générales pour les gants

Règlement UE EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

EN 374-1:2016 / Type A



AKLMNPST

A : Méthanol
 K : Sodium hydroxide 40%
 L : Acide sulfurique 96%
 M : Acide nitrique 65%
 N : Acide acétique 99%
 P : Peroxyde d'hydrogène 30%
 S : Fluorure d'hydrogène 40%
 T : formaldéhyde 37%

EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 388:2016



Abrasion 4
 Coupure 1
 Déchirement 2
 Perforation 1
 TDM coupure X



Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme
 Protection contre les virus : non testé

Système de management certifié

0310692

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet individuel	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	1 paire	10 paires	100 paires 10 x 10 paires	18 cartons 6 couches x 3 CC - 1800 paires
Dimensions en mm	180 x 370 mm	N.C	700 x 360 x 265 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S	M	L	XL	XXL
Sachet individuel	3221170009410	3221170009359	322117009380	3221170009441	3221170009472
Paquet	3221170009427	3221170009366	3221170009397	3221170009458	3221170009489
Carton	3221170009434	3221170009373	3221170009403	3221170009465	3221170009496

Avantages

- Confort intérieur
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Bonne isolation chaud/froid
- Bonne dextérité pour travaux courants
- Présentation sous sachet individuel imprimé

Pour prolonger la vie de vos gants, rincez-les à l'eau claire après chaque utilisation et faites les sécher.

Secteurs d'utilisation

Gants de protection pour travaux extérieurs



Non
Recommandé



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 5 ans

Origine SRI LANKA

Code douanier 6116102000



Système de management certifié