

ISOGNB327

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT NITRILE BLEU NON POWDRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Texture non glissante

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure.

Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant

Qualité médicale

Propriétés	Avant	Après
Force à la rupture (Newton)	6.0	6.0

Tailles disponibles



Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Épaisseur (mm) Paume
ISOGNB327-S	240	85	3,2	0,06 ± 0,01
ISOGNB327-M	240	95	3,5	
ISOGNB327-L	240	105	3,8	
ISOGNB327-XL	240	115	4,1	
ISOGNB327-XXL	240	125	4,4	

Normalisation

CE 2777

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1 -

Conforme à la réglementation REACH

EN 420 : 2003 + A1 : 2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-5:2016



KPT



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

Système de management certifié

Conditionnement

	Boîte	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 200	Carton de 2000 - 10 x 200	63 CC 7 couches x 9 CC 126 000 gants
Taille XXL	Sachet de 180	Carton de 1800 - 10 x 180	
Dimensions en mm	320 x 310 mm	400 x 261 x 235 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Barre code Inner	3221170013493	3221170013516	3221170013530	3221170013554	3221170022075
Barre code Outer	3221170013509	3221170013523	3221170013547	3221170013561	3221170022082

Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	3 ans (date de péremption indiqué sur la boîte et le carton)
Origine	ASIE
Code douanier	4015110000

