

ISOGNB300

## FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

NITRILE <sup>Manchette  
longue</sup> 300

## GANT NITRILE BLEU NON POUDDRE MANCHETTE LONGUE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Manchette longue avec bord roulé

Texture non glissante

Bout des doigts texturés

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure.

Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Qualité médicale

Tailles disponibles



Propriétés	Avant	Après
Force à la rupture (Newton)	6.0	6.0

Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGNB300-S	280	86	5.67	0,14 ± 0,01	0,09 ± 0,01	N.C
ISOGNB300-M	280	98	6.2			
ISOGNB300-L	280	107	6.7			
ISOGNB300-XL	280	115	7.05			

## Normalisation

CE 2777

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 420 : 2003 + A1 : 2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN 374-1 / Type B

EN 374-5:2016



KTP



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

Système de management certifié

## Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Tailles S, M, L	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	54 CC - 6 couches x 9 CC - 54 000 gants
Taille XL			50 CC - 5 couches x 10 CC - 50 000 gants
Dimensions en cm	25 x 13 x 8 cm (Tailles S, M, L) 28 x 12,5 x 6,5 cm (Taille XL)	27 x 40 x 27 cm (Tailles S, M, L) 34 x 26 x 29 (Taille XL)	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Code barre Inner	3221170019341	3221170019365	3221170019389	3221170019402
Code barre Outer	3221170019358	3221170019372	3221170019396	3221170019419

## Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques



## Secteurs d'utilisation



## Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans ( date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	MALAISIE
Code douanier	4015110000

