

ISOGV308 PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT VINYLE NON POUFRE

Matière : Gant en chlorure de polyvinyle

Couleur : Neutre

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Qualité médicale

Propriétés	Avant	Après
Force à la rupture (Newton)	3.6	3.4
Elongation %	450	400



Tailles disponibles



Reference Promosac	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.3	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGV308-S	240	85	4,5	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	0,05 ± 0,02
ISOGV308-M	240	95	5			
ISOGV308-L	240	105	5,5			
ISOGV308-XL	240	115	6			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2 Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques

EN 374-1/Type C

EN 374-5:2016



K



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments gras.

Système de management certifié



Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	80 x 120 - 7 couches x 10 CC - 70000
Dimensions en mm	215 x 120 x 64 mm	340 x 250 x 230 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	322117000530	3221170000523	3221170000516	3221170000820
Barre code Outer	3221170002695	3221170002701	3221170002718	3221170002725

Avantages


- Dextérité
- Bon marché : économique
- Souplesse
- Résistance
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	CHINE
Code douanier	3926200000



Système de management certifié