

# FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	950173
<b>Désignation</b>	Indicateur de stérilisation



---

## Description :

- ✓ Indicateur de stérilisation Steripoint
- ✓ Très grande précision dans les temps de virage
- ✓ Reproductibilité constante
- ✓ Engagement qualitatif dû aux nombreux contrôles des temps de virage pendant la production
- ✓ Le virage du Steripoint® est inhibé par la présence d'un mélange vapeur/air ou gaz, ou lorsque l'un des paramètres du cycle est insuffisant
- ✓ Le virage du violet au vert de l'encre indique la conformité des conditions de temps, température et vapeur de la stérilisation lors des cycles de stérilisation
- ✓ Couleur : orange
- ✓ Point de stérilisation : 134°C 7 min – 121°C 20 min

## Unité de vente :

250 Indicateurs

---