



Inhibiteur de nitrification pour DBO, formule 2533 (TM), TCMP, 500 g

Réf. produit: 253334

Réactifs pour la DBO

TCMP - 2-chloro-6 (trichlorométhyl) pyridine (N-Serve), appliqué sur un substrat inerte. Utilisez 0,16 g dans un échantillon de 300 mL pour inhiber la demande en oxygène azoté dans le test de la DBO de 500 g.

Il est également possible d'utiliser le flacon PN 1704200 et le bouchon de distributeur, réf. 45901.

Caractéristiques

Application:	Demande biochimique en oxygène (DBO)
Description:	Inhibiteur de nitrification
Formule:	Pyridine trichlorométhyl (TCMP)
Nombre de tests:	2500
Numéro de méthode:	8043
Plateforme:	Jar
Propriétés du contenant :	Flacon
Volume / taille du carton:	500 g