


ID 90

Injecteur

avec supports plastique, Ø (Wert)3 mm, long. 90 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient pour éprouv. graduées, ballons gradués et tubes à essai

Code EAN: 4002511116962 / Numéro de matériel: 03810320 / Ancien Numéro de matériel: 69709001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32
Dimension extérieure, largeur nette en mm	32
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	90
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	32
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100
Diamètre en mm	3
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01