

A 841

Injecteur

avec supports en plastique, diamètre des buses 6, longueur 210 mm, 1 pièce



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Composant du système EasyLoad
- Unité d'emballage avec 1 gicleur

Code EAN: 4002516188759 / Numéro de matériel: 11056190 / Ancien Numéro de matériel: 69684100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	209,8999999999998
Dimension extérieure, largeur nette en mm	92
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	85,5
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	107
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	195
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,14