

Produit	24757.187
Description du produit	Iode
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR resublimed Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	7553-56-2
Formule moléculaire	I ₂
Masse moléculaire	253.81

Analyses	Spécifications
Titre	99.5 - 100.5 %
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
Substances insolubles	Conforme
Résidu non volatil	≤ 0.02 %
Cl + Br (en Cl)	≤ 30 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 50 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.