

Produit	24945.291
Description du produit	Lactose monohydraté
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	10039-26-6
Formule moléculaire	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ .H ₂ O
Masse moléculaire	360.32

Analyses	Spécifications
Pouv. rotatoire spéc. (calc. sur anhydre)	54.4 - 55.9 °
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 0.1 %
Perte à la dessiccation (120°C)	4.0 - 5.5 %
Cl (Chlorure)	≤ 100 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 100 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.