

## Lame chirurgicale non stérile Swann-Morton



N° / Référence - produit à monter sur manche à embout étroit			
M3IG (0933) - M3LI (0913) - M7I (0907) - M9I (0909) - MB3 (0923) - M5I (0905)			
6 Réf. 0116	9 Réf. 0117	10 Réf. 0101	10A Réf. 0102
11 Réf. 0103	11P Réf. 0191	12 Réf. 0104	14 Réf. 0119
15 Réf. 0105	15A Réf. 0120	15C Réf. 0121	15T Réf. 0192
16 Réf. 0122			
E11 Réf. 0125	12D Réf. 0118		
N° / Référence - produit à monter sur manche à embout large			
M4IG (0934) - M4LI (0914) - M6I (0906)			
18 Réf. 0123	19 Réf. 0124	20 Réf. 0106	21 Réf. 0107
22 Réf. 0108	22A Réf. 0109	23 Réf. 0110	24 Réf. 0111
25 Réf. 0112	25A Réf. 0115	26 Réf. 0113	27 Réf. 0114

Produit	Lame de bistouri non stérile en acier carbone à usage unique jetable		
Unité de vente	Boite de 100 unités		
Conditionnement usine	Carton de 120 boites avec n° de lot unique		
Stérilisation	Produit non stérile		
Matériau	Lame en acier carbone 1,30 % – Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame 0.394 mm - Conforme à la norme BS 2982		
	<u>Composition de l'acier</u>	Carbone : 1,20% - 1,30%	Chrome : 0,10% - 0,40%
		Souffre : 0,025% max.	Manganèse : 0,20% - 0,45%
		Silicium : 0,10% - 0,35%	Phosphore: 0,035% max.
Composition emballage	Boite :	Carton blanc pelliculé – Visuel et caractéristiques du produit bien lisibles	
	Individuel :	sachet de 5 lames	
		Feuillet en aluminium imprimée et filmée en Polyéthylène	
		Intérieur : inhibiteur de corrosion sur papier Kraft blanc	
Sécurité	Dispositif médical réservé aux professionnels de santé		
Directive	Classe IIa - Directive MDR 2017/745 - Certificat (EU) MDR 721051 R000 - Conformité EU		
Normes	Norme Matériaux : BS2982 - Organisme certificateur BSI marquage CE2797 - UKCA 0086 – GMDN 37445. Norme BS EN ISO 27740 - Fabrication Grande-Bretagne : Lames fabriquées par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield - Représentant EU habilité : Emergo Europe		
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI en 2017 enregistré sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.		
Conservation	Environnement propre et sec - entre 0 et +40°C - ne pas exposer près d'une source de chaleur.		
Péremption	5 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages		
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.		
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com		


# CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

## Lame chirurgicale non stérile


### 1 -Produit



### 2-Emballage primaire : 5 unités individuelles dans un sachet



\*Information marquage



\* Référence sur sachet unitaire

### Unité individuelle sous papier VCI



### 3-Emballage secondaire - boîte de 100 : unité de vente



# Classification et codes produits

Code Usine	REF. Article	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	Marquage UKCA	Code GMDN	Code CLADIMED	Nomenclature Douanière	Code UDI
0116	NS6	LAME NON STERILE N°6	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001162
0117	NS9	LAME NON STERILE N°9	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001179
0101	NS10	LAME NON STERILE N°10	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001018
0102	NS10A	LAME NON STERILE N°10A	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001025
0103	NS11	LAME NON STERILE N°11	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001032
0191	NS11P	LAME NON STERILE N°11P	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001919
0104	NS12	LAME NON STERILE N°12	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001049
0119	NS14	LAME NON STERILE N°14	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001193
0105	NS15	LAME NON STERILE N°15	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001056
0120	NS15A	LAME NON STERILE N°15A	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001209
0121	NS15C	LAME NON STERILE N°15C	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001216
0192	NS15T	LAME NON STERILE N°15T	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001926
0122	NS16	LAME NON STERILE N°16	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001223
0123	NS18	LAME NON STERILE N°18	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001230
0124	NS19	LAME NON STERILE N°19	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001247
0106	NS20	LAME NON STERILE N°20	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001063
0107	NS21	LAME NON STERILE N°21	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001070
0108	NS22	LAME NON STERILE N°22	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001087
0109	NS22A	LAME NON STERILE N°22A	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001094
0110	NS23	LAME NON STERILE N°23	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001100
0111	NS24	LAME NON STERILE N°24	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001117
0112	NS25	LAME NON STERILE N°25	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001124
0115	NS25A	LAME NON STERILE N°25A	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001155
0113	NS26	LAME NON STERILE N°26	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001131
0114	NS27	LAME NON STERILE N°27	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001148
0125	NSE11	LAME NON STERILE N°E/11	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001254
0118	NS12D	LAME NON STERILE N°12D	Ila	DM	2797	0086	37445	-	90189084	5033955001186