

Manche en acier inoxydable "MDR" Swann-Morton



N° / Référence - embout étroit type 3	
M3IG de 12 cm Réf. 0933	M3LI de 21 cm Réf. 0913
M7I de 16 cm Réf. 0907	M9I de 11,5 cm Réf. 0909

N° / Référence - embout large type 4	
M4IG de 13 cm Réf. 0934	M4LI de 21 cm Réf. 0914

Produit	Manche en acier inoxydable
Unité de vente	Un manche - emballé dans un sachet individuel sous cellophane
Conditionnement usine	Boite de 10 unités
Stérilisation	Produit non stérile
Matériau	Manche en acier inoxydable 17-4ph
Composition emballage	Sachet individuel
Compatibilité	<p>Manche à embout étroit type 3 :</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°6 à 16</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°40 – E/11 – lame LSTC – lame SG3</p> <p>Manche à embout étroit type 4 :</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°18 à 27</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°36</p>
Maintenance	<p>Finition microbillée afin d'éliminer les aspérités et d'optimiser la decontamination.</p> <p>Les manches résistent à la stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn.</p> <p>Ils sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame.</p>
Directive	Classe Ir - Directive MDR 2017/745 - Certificat (EU) MDR 721051 R000 - Conformité EU
Normes	Marquage CE2797 - UKCA 0086 - Produit fabriqué par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield - Représentant EU habilité : Emergo Europe
Marquage	<p>Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI en 2017 enregistré sous le numéro 503395500004</p> <p>QR code au format Datamatrix avec référence, N° de lot et date de péremption.</p> <p>Gravures : Swann-Morton, numéro du manche suivi d'un code de fabrication à 3 ou 4 chiffres selon le modèle court ou long : <i>exemple : modèle court 3204 / modèle long 819</i></p> <p>Le premier chiffre «3» ou «8» correspond au Nème cycle de fabrication de l'année (interne usine)</p> <p>Les deux chiffres suivants «20» ou «19» correspond à l'année de fabrication : ici 2020 ou 2019</p> <p>Le dernier chiffre si il y a, «4» correspond au numéro de la machine de fabrication de l'usine</p>
Conservation	Environnement propre et sec
Péremption	10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

Manche en acier inoxydable conforme à la « MDR »

1 -Produit



2-Emballage primaire : individuel pour chaque produit



Coordonnées fabricant

Acier Inoxydable

REF Référence produit

LOT numéro de lot

date de péremption

pour les recommandations de nettoyage et de retraitement, reportez-vous à notre site web

3-Emballage secondaire - boîte de 10



Classification et codes produits

Code Usine	REF. Article	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	Marquage UKCA	Code GMDN	Code CLADIMED	Nomenclature Douanière	Code UDI
0933	M3IG	MANCHE court en acier inoxydable gradué n°3	Ir	DM	2797	0086	12235	-	90189084	5033955009335
0934	M4IG	MANCHE court en acier inoxydable gradué n°4	Ir	DM	2797	0086	12235	-	90189084	5033955009342
0907	M7I	MANCHE en acier inoxydable n°7	Ir	DM	2797	0086	12235	-	90189084	5033955009076
0909	M9I	MANCHE en acier inoxydable n°9	Ir	DM	2797	0086	12235	-	90189084	5033955009090
0913	M3LI	MANCHE long en acier inoxydable n°3	Ir	DM	2797	0086	12235	-	90189084	5033955009137
0914	M4LI	MANCHE long en acier inoxydable n°4	Ir	DM	2797	0086	12235	-	90189084	5033955009144