

0712830-1

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Manchettes élastiquées PE bleue 20 x 40

- Manchettes
- Matière : Polyéthylène
- Élastique de maintien aux deux extrémités
- Couleur : BLEU
- Dimensions : 20 x 40 cm
- Épaisseur : 15µ



Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 100	Carton de 2000	Palette de 42 cartons 7 couches de 6 cartons
Dimensions en cm	19 x 15 x 5 cm	49 x 21 x 34 cm	80 x 120 x 162 cm
Code barre EAN 13	3221170003449	3221170001414	-

Avantages

- Assure la protection de l'avant-bras
- Economique
- Élastiques sans latex
- Étanche



Origine CHINE

Code douanier 392620000