

Produit	25303.233
Description du produit	Manganèse (II) sulfate monohydraté
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS/Reag. Ph.Eur.
Numéro CAS	10034-96-5
Formule moléculaire	MnSO ₄ ·1H ₂ O
Masse moléculaire	169.02

Analyses	Spécifications
Titre	99.0 - 101.0 %
Insolubilité dans l'eau	≤ 100 ppm
Perte à la calcination (500°C)	10.0 - 12.0 %
Substances réduisant KMnO ₄	Conforme
Cl (Chlorure)	≤ 10 ppm
Ca (Calcium)	≤ 50 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 50 ppm
Na (Sodium)	≤ 50 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 %
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm
Zn (Zinc)	≤ 50 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.