

MICRO SPATULE-CUILLÈRE, ACIER INOX 18/10, FORME CUILLÈRE



Type 1: forme cuillère
Type 2: forme pelle

Avec une extrémité plate en forme de spatule et une extrémité en forme de microcuillère.

- Altnerative **Micro-spatule**
- Altnerative **Micro-cuillère**
- Altnerative **Spatule à micro-cuillère, acier inox 18/10**

Matériel	A (Longueur)	a (Longueur)	B (Largeur)	D/Ø	F x E	Type	No d' article
Acier inox 18/10	150	40	5	2,5	9×5	1	3340
Acier inox 18/10	180	40	5	2,5	9×5	1	3341
Acier inox 18/10	150	40	5	2	7×5	1	3342
Acier inox 18/10	150	45	5	1,5	6×4	1	3343
Acier inox 18/10	150	45	5	1,5	5×3	1	3344
Acier inox 18/10	200	45	5	2,5	9×5	1	3345
Acier inox 18/10	150	40	5	2	9×5	2	3350
Acier inox 18/10	180	40	5	2	9×5	2	3351