

A 300/2

Module

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 8 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans gicleur à injection – Équipement selon besoins
- Pour un maximum de 8 gicleurs à injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 118 mm en largeur, 118 mm en profondeur
- Convient particulièrement aux A 840 et A 841 (diamètre des buses 6 mm)

Code EAN: 4002516087632 / Numéro de matériel: 11056770 / Ancien Numéro de matériel: 69630002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	71,9
Dimension extérieure, largeur nette en mm	133
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	478,5
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	0,56
Poids brut en kg	1,64