


A 302/3

Module

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 32 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Équipé de 16 gicleurs A 844 et 16 gicleurs A 845
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 60 mm en largeur, 57 mm en profondeur

Code EAN: 4002516188988 / Numéro de matériel: 11116960 / Ancien Numéro de matériel: 69630203D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	143
Dimension extérieure, largeur nette en mm	238
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	290
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	1,49
Poids brut en kg	2,67
Accessoires	
A 844, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	16
A 845, gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 125 mm [nombre]	16