

<b>FICHE TECHNIQUE</b>	
235593 - 235594 NOIR AMIDO 0,9 G/L	
REV. 2 - 06/11/2023	Méthode de contrôle MC64810

Nom du produit	<b>NOIR AMIDO 0,9 G/L</b>
Code du Produit	<b>235593 - 235594</b>
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE</b>	
<b>Aspect</b>	Liquide transparent bleu foncé
<b>pH (20° C)</b>	2,35 - 2,45
<b>Absorption Lambda max (H2O)</b>	617 - 620
<b>Absorbance (Lambda max; H2O; 1:100)</b>	0,710 - 0,720
<b>Densité à 20°C</b>	1,0080 - 1,0086
Préparation selon NF V04-216: Détermination de la teneur en vraies protéines - Méthode du noir amido	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	