

APLW 107

Panier

réglable en hauteur, pour la prise en charge optimale des compléments.



- Utilisable dans les niveaux 2 à 4
- Ouvert en façade
- Pour la prise en charge optimale de compléments
- Avec bras de lavage intégré
- Dimensions chargem. variables selon position et paniers utilisés

Code EAN: 4002516525998 / Numéro de matériel: 11854290 /  
Ancien Numéro de matériel: 69610700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Réglable en hauteur	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	151
Dimension extérieure, largeur nette en mm	559
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	594
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	575
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	3,39
Poids brut en kg	5,01