


APLW 215

Module

pour la prise en charge de la grande verrerie de laboratoire jusqu'à 50 l.



- Utilisable dans le niveau 1
- Équipé d'un gicleur spécial
- Équipé d'un cadre de maintien

Code EAN: 4002516525981 / Numéro de matériel: 11853940 /
Ancien Numéro de matériel: 69621500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Catégorie de produit	
Autres compléments/autres modules	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	565
Dimension extérieure, largeur nette en mm	469
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	526
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	590
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	3,84
Poids brut en kg	5,14