



Indicateur de phénolphtaléine, solution alcoolique à 0,5 %

Item No. IPT05F

L'indicateur de phénolphtaléine à 0,5 % de solution alcoolique de Reagecon est une solution indicatrice de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses. Pour les titrages manuels ; Le titrant indicateur ou l'analyte change de couleur et ce changement de couleur est de loin la méthode la plus importante de détection du point final, dans de tels titrages. Une solution d'indicateur de haute qualité telle que la solution alcoolique à 0,5 % d'indicateur de phénolphtaléine de Reagecon facilite la détection du point final, de manière claire et sans ambiguïté, et constitue un impératif pour une titrimétrie manuelle précise.

Détails supplémentaires

Taille du paquet	1L
Poids	1,55
Unité de poids	Kg
Code tarifaire	3822 190090
Pays d'origine	Irlande

Information de sécurité

Numéro ONU	1170	Groupe d'emballage	II
Classe	3	Tunnel PG	D/E
SGH		SGH	

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Titrant, Titrant Standard, Solution Standard, Solution Standardisée

Valeur	0,5%
Informations Complémentaires	Précision $\pm 0,1\%$
Testé	Oui

Utiliser	pour le titrage et le changement de couleur des analytes
Emballage	Bouteille Winchester en verre ambré GL45
Forme physique	Liquide