




Spécification de produit
Pipette sérologique de, cotonnée, 10 ml, stérile,
25 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 86.1254.025 |
| Description d'article | Pipette sérologique de, cotonnée, 10 ml, couleur de codage : orange, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.04 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|----------|
| Couleur impression/étiquette | orange |
| Graduation | oui |
| Version | cotonnée |
| Volume de travail | 10 ml |
| Couleur de codage | orange |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur du produit | 335 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette sérologique de, cotonnée, 10 ml, stérile,
25 pièce(s)/sachet

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Radiation gamma
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 25
pièces / carton 500
pièces / pallet 27000
Volume du carton 0.0264 cbm
Poids du produit 0.0091 kg
Poids du carton 5.26 kg
Code EAN de la boîte 4038917127318
Code EAN du carton d'emballage 4038917021135

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT