




Spécification de produit

Pipette sérologique de, cotonnée, 1 ml, stérile,
apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique,
1 pièce(s)/blister

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1251.001
Description d'article	Pipette sérologique de, cotonnée, 1 ml, couleur de codage : jaune, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	oui
Version	cotonnée
Volume de travail	1 ml
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-02-24

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Pipette sérologique de, cotonnée, 1 ml, stérile,
apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique,
1 pièce(s)/blister

Page 2

Dimensions

Diamètre	4 mm
Longueur du produit	270 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	54000
Profondeur du carton	420 mm
Largeur du carton	250 mm
Hauteur du carton	290 mm
Volume du carton	0.0323 cbm
Poids du produit	0.0044 kg
Poids du carton	5.01 kg
Code EAN de la boîte	4038917127158
Code EAN du carton d'emballage	4038917021067

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-02-24

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT