



Description d'article

Numéro de commande	86.1251.025
Description d'article	Pipette sérologique de, cotonnée, 1 ml, couleur de codage : jaune, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	oui
Version	cotonnée
Volume de travail	1 ml
Couleur de codage	jaune

Dimensions

Diamètre	4 mm
Longueur du produit	270 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Radiation gamma
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 25
pièces / carton 1000
pièces / pallet 108000
Volume du carton 0.0132 cbm
Poids du produit 0.0033 kg
Poids du carton 3.94 kg
Code EAN de la boîte 4038917127165
Code EAN du carton 4038917021074
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

