




Spécification de produit

**Pipette sérologique de, cotonnée, 25 ml, stérile,
apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique,
1 pièce(s)/blister**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1685.001
Description d'article	Pipette sérologique de, cotonnée, 25 ml, couleur de codage : rouge, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	oui
Version	cotonnée
Volume de travail	25 ml
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Pipette sérologique de, cotonnée, 25 ml, stérile,
apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique,
1 pièce(s)/blister**

Page 2

Dimensions

Diamètre 15 mm
Longueur du produit 345 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation Radiation gamma
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 200
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 25
pièces / carton 200
pièces / pallet 10800
Profondeur du carton 420 mm
Largeur du carton 250 mm
Hauteur du carton 290 mm
Volume du carton 0.0303 cbm
Poids du produit 0.0169 kg
Poids du carton 3.98 kg
Code EAN de la boîte 4038917133012
Code EAN du carton d'emballage 4038917024655

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT