




Spécification de produit

**Pipette sérologique de, cotonnée, 50 ml, stérile,
apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique,
1 pièce(s)/blister**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1256.001
Description d'article	Pipette sérologique de, cotonnée, 50 ml, couleur de codage : violet, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	violet
Graduation	oui
Version	cotonnée
Volume de travail	50 ml
Couleur de codage	violet

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Pipette sérologique de, cotonnée, 50 ml, stérile,
apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique,
1 pièce(s)/blister**

Page 2

Dimensions

Diamètre 18 mm
Longueur du produit 346.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation Radiation gamma
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 90
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 30
pièces / carton 90
pièces / pallet 6300
Volume du carton 0.0201 cbm
Poids du produit 0.0204 kg
Poids du carton 2.46 kg
Code EAN de la boîte 4038917394956
Code EAN du carton d'emballage 4038917394949

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT