



Description d'article

Numéro de commande	86.1253.025
Description d'article	Pipette sérologique de, cotonnée, 5 ml, couleur de codage : bleu, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Graduation	oui
Version	cotonnée
Volume de travail	5 ml
Couleur de codage	bleu

Dimensions

Diamètre	8 mm
Longueur du produit	340 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Radiation gamma
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 25
pièces / carton 500
pièces / pallet 40500
Volume du carton 0.0194 cbm
Poids du produit 0.0067 kg
Poids du carton 4.03 kg
Code EAN de la boîte 4038917127257
Code EAN du carton 4038917021111
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

