

# EMBOUTS DE DISTRIBUTEUR

## LABSOLUTE®



Les embouts de distributeur fonctionnent selon le principe du déplacement direct et sont disponibles en trois tailles, chacune en version non stérile et stérile. Convient pour des volumes de distribution de 1 à 12 500 µl.

- Sécurité et reproductibilité complètes – chaque pointe est testée par une machine
- La pureté est confirmée par des laboratoires indépendants, selon les critères suivants : sans endotoxines, sans ATP, sans RNase et sans ADN
- Certificat disponible sur demande

#### Haute compatibilité avec les appareils suivants et bien d'autres (sur demande)

- Distributeur manuel Pro LABSOLUTE®
- Ripette®, Ripette® pro (Ritter GmbH)
- Multipette® 4780 (Eppendorf AG)
- HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic (Brand GmbH & Co. KG)
- RepeatOne® (Starlab AG)
- DISTRIMAN® Stepper, Repetman® (Gilson AG)

Accessoires **Distributeur manuel Pro**  
Alternative **Embouts de distributeur Plus**  
Alternative **Kit d'essai d'embouts de distributeur**

**7695951**

Code SH: 39269097

1,25

Non

100

7.695 951