

DOS K 85/1 flex

Module de dosage pour bidon de 5 l

pour le dosage automatique des produits liquides, avec indicateur de niveau.



- Surveillance dosage : sécurité processus selon DIN EN ISO 15883
- Pour doser des liquides de nettoyage et de neutralisation
- Canne d'aspiration de 214 mm mm pour bidon de 5 l avec bouchon flexible
- Kit de modif. canne pour bidon 10-30 l dispo. auprès du SAV

Code EAN: 4002516365297 / Numéro de matériel: 11498920 / Ancien Numéro de matériel: 69747053D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	214
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	200-230
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	198
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	478
Poids net en kg	1,52
Poids brut en kg	1,74
Normes, labels et marquages	
CE	•