

SUPPORT POUR TUBES DE 50 ML, PA

LABSOLUTE®



Les supports pour tubes LABSOLUTE® pour tubes à centrifuger de 15 ml (Ø 17 mm) et 50 ml (Ø 30 mm) sont fabriqués en nylon renforcé et sont moulés en une seule pièce.

- Zone de marquage plate
- Convient pour les bains-marie
- Deux tailles disponibles
- Autoclavable

Accessoires **Tube à centrifuger, PP**

Accessoires **Tubes à centrifuger, brun, PP**

Alternative **Supports universels pour différentes tailles de tubes, PP**

PO number	Disposition	Couleur	Largeur mm	Hauteur mm	Prof. mm	Conditionnement	Référence
7696325 Code SH: 39269097	3 x 3	Blanc	109	84	109	1	7.696 325
1 7696326 Code SH: 39269097	3 x 3	Bleu	109	84	109	1	7.696 326
7696327 Code SH: 39269097	3 x 3	Rouge	109	84	109	1	7.696 327
7696328 Code SH: 39269097	3 x 3	Vert	109	84	109	1	7.696 328
7696329 Code SH: 39269097	3 x 3	Jaune	109	84	109	1	7.696 329
7696315 Code SH: 39269097	3 x 8	Blanc	283	83	108	1	7.696 315
2 7696316 Code SH: 39269097	3 x 8	Bleu	283	83	108	1	7.696 316
7696317 Code SH: 39269097	3 x 8	Rouge	283	83	108	1	7.696 317
7696318 Code SH: 39269097	3 x 8	Vert	283	83	108	1	7.696 318
7696319 Code SH: 39269097	3 x 8	Jaune	283	83	108	1	7.696 319