

SUPPORT POUR TUBES À RÉACTION PCR, 96 EMPLACEMENTS, PP

LABSOLUTE®



1



Les supports autoclavables LABSOLUTE® en PP sont conçus à la fois pour 96 tubes (\varnothing emplacement : 5,2 mm) de 0,2 ml ainsi qu'aux portoirs de tubes. Les positions individuelles sont identifiées par des chiffres et des lettres, ce qui rend le rack idéal pour l'organisation de vos échantillons. Avec ou sans couvercle, c'est vous qui décidez : le couvercle rabattable, très pratique, peut être entièrement rabattu vers l'arrière ou même complètement retiré.

- Disponibles en plusieurs couleurs
- Dimensions (L x H x P) : 130 x 33 x 98 mm

Accessoires **Bandes de 4/8 tubes PCR, PP**

Accessoires **Tubes individuels PCR 0,2 ml, PP**

	PO number	Couleur	Conditionnement	Référence
1	7696360 Code SH: 39269097	Bleu, jaune, vert, orange, rose	5	7.696 360
	7696361 Code SH: 39269097	Bleu	1	7.696 361
	7696362 Code SH: 39269097	Vert	1	7.696 362
	7696363 Code SH: 39269097	Transparent	1	7.696 363