

Produit	26764.298
Description du produit	Potassium chlorure
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	7447-40-7
Formule moléculaire	ClK
Masse moléculaire	74.55

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur substance desséchée)	99.5 - 101.0 %
Aspect de la solution S	Conforme Ph.Eur.
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
Acidité ou alcalinité	≤ 0.0005 meq/g
pH (5 %)	5.0 - 8.0
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 100 ppm
Perte à la dessiccation (105°C)	≤ 1.0 %
Mg et métaux alcalino-terreux (en Ca)	≤ 0.02 %
N total (Azote)	≤ 40 ppm
Br (Bromure)	≤ 0.1 %
I (Iodure)	≤ 20 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 50 ppm
Al (Aluminium)	≤ 10 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.5 ppm
Ba (Baryum)	≤ 10 ppm
Ca (Calcium)	≤ 10 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 2 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.03 %
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium