

Produit	26936.293
Description du produit	Potassium dihydrogénophosphate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur.
Numéro CAS	7778-77-0
Formule moléculaire	H ₂ KO ₄ P
Masse moléculaire	136.09

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur substance desséchée)	99.5 - 100.5 %
Aspect de la solution S	Conforme Ph.Eur.
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
Identification C	Conforme Ph.Eur.
Substances réductrices	Conforme Ph.Eur.
Solubilité dans l'eau	Conforme
pH (20°C; 5 %)	4.2 - 4.5
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C)	≤ 2 %
N total (Azote)	≤ 20 ppm
Eau	≤ 0.2 %
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 30 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium)	≤ 100 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 3 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 20 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.02 %
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium