



Produit	26668.296
Description du produit	Potassium hydroxyde
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph. Eur. pellets
Numéro CAS	1310-58-3
Formule moléculaire	HKO
Masse moléculaire	56.11

Analyses	Spécifications
Titre (calculé en KOH)	85.0 - 100.5 %
Solution dans l'eau	Conforme
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Identification B (K)	Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 0,01 %)	≥ 10.5
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
N total (Azote)	≤ 5 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 200 ppm
CO ₃ (en K ₂ CO ₃)	≤ 1.0 %
PO ₄ (Phosphate)	≤ 5 ppm
SiO ₄ (en SiO ₂)	≤ 50 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 5 ppm
Al (Aluminium)	≤ 10 ppm
Ca (Calcium)	≤ 10 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.5 %
Ni (Nickel)	≤ 5 ppm
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.