

Produit	26846.235
Description du produit	Potassium iodure
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	7681-11-0
Formule moléculaire	KI
Masse moléculaire	166.00

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Solution dans l'eau	Conforme
Alcalinité	≤ 0.002 meq/g
pH (20°C; 5 %)	5.7 - 9.2
Métaux lourds (en Pb)	≤ 2 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 50 ppm
Perte à la dessiccation (150°C)	≤ 0.2 %
Substances réductrices (en I)	≤ 10 ppm
N total (Azote)	≤ 10 ppm
Cl + Br (en Cl)	≤ 100 ppm
IO ₃ (Iodate)	≤ 2 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 10 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 10 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.1 ppm
Ba (Baryum)	≤ 20 ppm
Ca (Calcium)	≤ 10 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 2 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 5 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.03 %
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium