

Produit	27035.230
Description du produit	Potassium thiocyanate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS
Numéro CAS	333-20-0
Formule moléculaire	KSCN
Masse moléculaire	97.18

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
pH (25°C; 5 %)	5.3 - 8.5
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 30 ppm
Substances réduisant l'iode (en I)	≤ 0.025 %
Cl (Chlorure)	≤ 50 ppm
NH ₄ (Ammonium)	≤ 20 ppm
S (Sulfure)	≤ 10 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 20 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 1 ppm
Na (Sodium)	≤ 50 ppm
Pb (Plomb)	≤ 2 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.