



Kit de réactifs pour le dioxyde de chlore, 0,04-5,00 mg/L ClO₂

Réf. produit: 2770900

Dangereux



Pour la détermination du dioxyde de chlore, méthode DPD/Glycine. Pour échantillon de 10 mL.

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	DPD/Glycine
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	10126
Paramètres:	Dioxyde de chlore
Plage de mesure:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂