



Be Right™



## CuVer 1 Sachets de poudre de réactif pour le cuivre, 0,04-5,00 mg/L Cu, paquet de 100

Réf. produit: 2105869

Dangereux



Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination de cuivre, méthode par bicinchoninate. Pour échantillon de 10 ml.

### Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Bicinchoninate
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8506
Paramètres:	Cuivre
Plage de mesure:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 paquet