



Be Right™



Test en cuve pour magnésium 0,5 à 50 mg/L Mg

Réf. produit:

LCK326

Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Étiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 à 25 °C
EPA compliant:	NA
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Métalpthaléine
Nombre de tests:	25
Paramètres:	Magnésium
Plage de mesure:	0,5 - 50 mg/L Mg
Plateforme:	LCK