

VARIO Chlore total DPD F10

Pour la mesure du chlore total avec le PowderPack - 10 ml

Image similaire



- Green Chemistry sans acide borique
- Facile à utiliser
- Standard de qualité élevé
- Dissolution rapide

Grâce à une astuce particulière, les réactifs en poudre Vario sont rapides et faciles à utiliser. Les VARIO Chlorine Total DPD Powder Packs sont utilisés dans le cadre de la méthode DPD d'analyse du chlore pour la détermination du chlore combiné et du chlore total. Auparavant, le chlore libre est déterminé dans l'échantillon d'eau de 10 ml avec VARIO Chlorine Free. Les VARIO Chlorine Total DPD Powder Packs sont dissous dans le même échantillon d'eau décoloré.

Numéro d'ordre 530193

1000 Pièces