

Produit	27478.296
Description du produit	D(+)-Saccharose
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	57-50-1
Formule moléculaire	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
Masse moléculaire	342.30

Analyses	Spécifications
Pouvoir rotatoire spécifique (2 %; eau)	66 - 67 °
Métaux lourds (en Pb)	≤ 50 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 0.2 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.