

Seaux à bec, PP



Transparent. Avec division en segments de 1 litre.
Avec anse solide et bec verseur pour une vidange simple.

Bonne résistance chimique.

Sans couvercle.

Apte au contact alimentaire selon le règlement (CE)
N° 10/2011.

QUESTIONS SUR LE PRODUIT?

[SAVOIR: APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE](#)

[DEMANDER DÉCLARATION DE CONFORMITÉ](#) >



Variantes / Tailles

Volume l	Subdivision l	Ø mm	Hauteur mm	UE	Réf.
12	1	310	330	1	96694
15	1	310	370	1	96794