



Produit	27652.298
Description du produit	Sodium acétate trihydraté
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS/Reag. Ph.Eur.
Numéro CAS	6131-90-4
Formule moléculaire	C ₂ H ₃ NaO ₂ ·3H ₂ O
Masse moléculaire	136.08

Analyses	Spécifications
Titre	99.0 - 101.0 %
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Identification (Acétate)	Conforme Ph.Eur.
Identification (Na)	Conforme Ph.Eur.
Spectre IR	Conforme
Solution dans l'eau	Conforme
pH (20°C; 5 %)	7.5 - 9.0
pH (25°C; 5 %)	7.5 - 9.0
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 50 ppm
Perte à la dessiccation (130°C)	39.0 - 40.5 %
Substances réduisant KMnO ₄ (en HCOOH)	≤ 50 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 10 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 2 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 20 ppm
N total (Azote)	≤ 10 ppm
Al (Aluminium)	≤ 5 ppm
As (Arsenic)	≤ 2 ppm
Ca (Calcium)	≤ 10 ppm
Ca + Mg (en Ca)	≤ 50 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 3 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 5 ppm
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium