

Produit	27653.235
Description du produit	Sodium acétate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS
Numéro CAS	127-09-3
Formule moléculaire	$C_2H_3NaO_2$
Masse moléculaire	82.03

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Identification	Conforme
Spectre IR	Conforme
pH (25°C; 5 %)	7.0 - 9.2
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 100 ppm
Perte à la dessiccation (120°C)	≤ 1.0 %
Cl (Chlorure)	≤ 20 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 10 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 30 ppm
Al (Aluminium)	≤ 10 ppm
Ca (Calcium)	≤ 50 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 3 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
K (Potassium)	≤ 0.05 %
Mg (Magnésium)	≤ 20 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.