

Produit	27778.293
Description du produit	Sodium hydrogénocarbonate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur.
Numéro CAS	144-55-8
Formule moléculaire	NaHCO ₃
Masse moléculaire	84.01

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur substance desséchée)	99.7 - 100.3 %
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Carbonates	Conforme Ph.Eur.
Identification A	Conforme Ph.Eur.
Identification B	Conforme Ph.Eur.
Identification (Na)	Conforme Ph.Eur.
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 0.015 %
Perte à la dessiccation	≤ 0.2 %
Substances réductrices (en I)	≤ 65 ppm
N total (Azote)	≤ 5 ppm
S total (en SO ₄)	≤ 30 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 50 ppm
NH ₄ (Ammonium)	≤ 5 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 10 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 20 ppm
As (Arsenic)	≤ 2 ppm
Ca (Calcium)	≤ 100 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 50 ppm
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium